

## **Склад**

Пристрій Аква Маріс® Лейка являє собою пластикову ємність об'ємом 330 мл для приготування розчину для промивання носа в наборі із засобом для промивання Аква Маріс® у вигляді 30 пакетів-саше з сіллю Адриатичного моря. 1 пакет-саше містить 2,97 г морської солі.

## **Фармакодинаміка**

Пристрій оториноларингологічний Аква Маріс® дозволяє зручно і безпечно промивати ніс по всій довжині носових ходів. Рідина для промивання подається в порожнину носа «самопливом», тобто без додаткового тиску, що дозволяє уникнути такого ускладнення, як запалення середнього вуха (отит). Процедура проста і безпечна навіть для дітей, вагітних і жінок, що годують. При промиванні порожнини носа за допомогою пристрою Аква Маріс® Лейка з поверхні слизової носа видаляється патологічне вміст разом з вірусами, бактеріями, алергенами і пилом, зменшується набряк і запалення, підвищується тонус капілярів.

На слизову оболонку роблять благотворний вплив корисні мікроелементи і солі Адриатичного моря:

- іони кальцію і магнію значно покращують роботу клітин миготливого епітелію, нормалізують реологічні властивості слизу, підсилюють стійкість слизової оболонки до впровадження вірусів і бактерій;
- йод і хлорид натрію надають антисептичний ефект, а також активізують вироблення захисного слизу;
- іони цинку і селену стимулюють місцевий імунітет слизової носа і навколоносових пазух.

## **Показання**

Пристрій для промивання носа Аква Маріс® Лейка забезпечує дієвий і дбайливе звільнення носоглотки від слизу і сторонніх часток і рекомендується до застосування:

- при гострому і хронічному риніті;
- при ГРВІ;
- при алергічного риніту;
- при гострому і хронічному гаймориті, фронтите, етмоїдиті;
- при аденоїдите;

- при підвищеній сухості слизової оболонки носа і освіті кірок;
- часто хворіють пацієнтам;
- після хірургічного втручання на порожнини носа (за рекомендацією лікаря).

## **Протипоказання**

Гострий отит і загострення хронічного отиту, індивідуальна непереносимість компонентів засобу для промивання, часті носові кровотечі, доброякісні та злоякісні новоутворення в порожнини носа, повна непрохідність носових ходів, дитячий вік до 3-х років.

## **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Не впливає.

## **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Можливе застосування при вагітності та в період лактації.

## **Спосіб застосування та дози**

1. Розріжте пакетик і висипте морську сіль в пристрій.
2. Заповніть пристрій кип'яченою водою температури тіла до мітки і перемішуйте до повного розчинення солі.
3. Займіть зручне положення перед раковиною. Голову нахиліть вперед і злегка поверніть убік.
4. Зробіть глибокий вдих і затримайте дихання. Прикладіть кінчик пристрої до вищеразположеної ніздрі таким чином, щоб він був щільно притиснутий до неї.
5. Наклоніть пристрій таким чином, щоб розчин почав надходити з кінчика пристрою в ніздрю. Розчин буде витікати з протилежного ніздрі.
6. Для видалення залишків розчину з носа висякаєтеся, не змінюючи положення голови.
7. Потім висякаєтеся в прямому положенні.
8. Повторіть процедуру з іншою ніздрею.
9. Після використання промийте пристрій прохолодною водою і добре його висушіть.

Розчин морської солі рекомендується використовувати щодня.

## **Діти**

Дітям з 3 років.

## **Побічні реакції**

Не виявлено.

## **Термін придатності**

3 роки. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності.

## **Умови зберігання**

Експлуатація, зберігання, транспортування здійснюються при температурі навколишнього середовища не вище 25°C. Медичний виріб має зберігатися в сухому, недоступному для дітей місці. Пристрій оториноларингологічне для промивання слизової носа індивідуальне Аква Маріс® Лейка в наборі із засобами для промивання Аква Маріс® не робить негативного впливу на навколишнє середовище, тому спеціальні заходи для утилізації пристрої не потрібні.

## **Упаковка**

Пластикова ємність об'ємом 330 мл в наборі із засобом для промивання Аква Маріс® у вигляді 30 пакетів-саше.

## **Категорія відпуску**

Без рецепта.

## **Виробник**

JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d. (ЯДРАН - Галенська ЛАБОРАТОРІЙ а.о.),  
Svilno 20, 51000 Rijeka, Croatia (Свілно 20, 51000 Рієка, Хорватія).