

Опис

Щітка забезпечує делікатне і якісне видалення нальоту без заподіяння неприємних відчуттів завдяки м'яким, заокругленим щетинкам.

- Щітку рекомендується використовувати для чутливих зубів.
- Виріб має дуже м'які, заокруглені щетинки.
- Завдяки даній щітці Ви зможете зменшити ризик пошкодження зубів, які гостро реагують на кожен дотик.
- Щітка забезпечує делікатне і якісне видалення нальоту без заподіяння неприємних відчуттів завдяки тонким заокругленим щетинкам (Supersoft).

Спосіб застосування

- Невелику кількість зубної пасти нанести на зубну щітку.
- Чистити зуби круговими рухами, одночасно акуратно масажуючи ясна.
- Порожнину рота прополоскати невеликою кількістю води, затримуючи її на 20-30 секунд.
- Після використання необхідно промити щітку в теплій проточній воді.

Особливості застосування

- Пам'ятайте, що зубна щітка підлягає заміні, якщо її щетинки деформувалися.
- В середньому термін служби зубної щітки не повинен перевищувати 2-3 місяці.

Термін придатності

Необмежений.

Умови зберігання

Тримайте виріб у вертикальному положенні робочою частиною догори в сухому місці.

Упаковка

По 1 зубній щітці в упаковці.

Виробник

ДР. ТАЙСС НАТУРВАРЕН ГМБХ, Німеччина.