

Опис

Зубна щітка двостороннього використання для ґрунтовного очищення зубів і мови. Конусоподібні м'які щетинки, глибоко проникають в міжзубні проміжки, забезпечують ретельну чистку зубів і масаж ясен.

Ця щітка має спеціально оброблену щетину Tynex від DuPont і ергономічну ручку з нековзкого матеріалу.

Особливість щітки - в Х-образної конфігурації щетини середньої жорсткості, яка забезпечує якісне очищення поверхні зубів і міжзубних просторів.

На зворотному боці головки щітки розташована спеціальна рельєфна прогумована поверхня, яка дозволяє видаляти бактеріальний наліт з поверхні язика.

Щітка LACALUT DUO clean універсальна і призначена для системного догляду за порожниною рота.

Спосіб застосування

2 рази в день, вранці і ввечері, з нанесенням пасти на щітку, масажувати зубну емаль протягом 3-х хвилин.

- Невелику кількість зубної пасти нанести на зубну щітку.
- Чистити зуби круговими рухами, одночасно акуратно масажуючи ясна.
- Порожнину рота прополоскати невеликою кількістю води, затримуючи її на 20-30 секунд.
- Після використання необхідно промити щітку в теплій проточній воді.

Особливості застосування

- Пам'ятайте, що зубна щітка підлягає заміні, якщо її щетинки деформувалися.
- В середньому термін служби зубної щітки не повинен перевищувати 2-3 місяці.

Термін придатності

Необмежений.

Умови зберігання

Тримайте виріб у вертикальному положенні робочою частиною догори в сухому місці.

Упаковка

По 1 зубній щітці в упаковці.

Виробник

ДР. ТАЙСС НАТУРВАРЕН ГМБХ, Німеччина.