

Спосіб застосування

Змочіть голівку щітки та нанесіть на неї зубну пасту. Ви можете користуватися зубною пастою будь-якого типу. Щоб уникнути розбризкування, піднесіть голівку зубної щітки до зубів, потім увімкніть її. Спочатку очистьте зовнішню поверхню зубів, потім — внутрішню, і закінчіть чищенням поверхні жувальних зубів. Вимкніть зубну щітку, натиснувши на кнопку увімкнення / вимкнення. Перед першим використанням рекомендуємо ознайомитися з інструкцією від виробника.

Опис

Зубна щітка Colgate Класика здоров'я делікатно, але ефективно усуває забруднення, залишки їжі, запобігаючи утворенню нальоту та карієсу.

- Різнорівнева щетина середньої жорсткості, з високими краями та V-подібної форми, дає змогу проникнути у важкодоступні ділянки й ретельно очистити корінні задні зуби, а також міжзубні проміжки від залишків їжі.
- Спеціальна м'яка подушечка на головці призначена для очищення поверхні язика від бактерій, що спричиняють неприємний запах з рота.

Для комплексного догляду за зубами та яснами доберіть пасту Colgate, а також ополіскувач для ротової порожнини — для додаткового очищення протягом дня.