

## **Описание**

Щетка обеспечивает деликатное и качественное удаление налета без причинения неприятных ощущений благодаря мягким, закругленным щетинкам.

- Щетку рекомендуется использовать для чувствительных зубов.
- Изделие имеет очень мягкие, закругленные щетинки.
- Благодаря данной щетке Вы сможете уменьшить риск повреждения зубов, которые остро реагируют на каждое прикосновение.
- Щетка обеспечивает деликатное и качественное удаление налета без причинения неприятных ощущений благодаря тонким округленным щетинкам (Supersoft).

## **Способ применения**

- Небольшое количество зубной пасты нанести на зубную щетку.
- Чистить зубы круговыми движениями, одновременно аккуратно массируя десны.
- Полость рта ополоснуть небольшим количеством воды, задерживая ее на 20-30 секунд.
- После использования необходимо промыть щетку в теплой проточной воде.

## **Особенности применения**

- Помните, что зубная щетка подлежит замене, если ее щетинки деформировались.
- В среднем срок службы зубной щетки не должен превышать 2-3 месяца.

## **Срок годности**

Неограничен.

## **Условия хранения**

Храните изделие в вертикальном положении рабочей частью вверх в сухом месте.

## **Упаковка**

По 1 зубной щетке в упаковке.

## **Производитель**

ДР. ТАЙСС НАТУРВАРЕН ГМБХ, Германия.