

Описание

Зубная щетка с удлиненными конусными щетинками рекомендуется при воспалении десен и их кровоточивости.

- Щетка содержит филированные щетинки, которые идеально подходят для ухода за воспаленными деснами.
- Особая форма щетки позволяет чистить зубы, не повреждая кровоточивые десны.
- Закругленные щетинки основного чистящего поля основательно очищают эмаль зубов.
- Удлиненная филированная конусная мягкая щетина глубоко проникает в межзубные пространства, мягко массируя десны.

Способ применения

- Небольшое количество зубной пасты нанести на зубную щетку.
- Чистить зубы круговыми движениями, одновременно аккуратно массируя десны.
- Полость рта ополоснуть небольшим количеством воды, задерживая ее на 20-30 секунд.
- После использования необходимо промыть щетку в теплой проточной воде.

Особенности применения

- Помните, что зубная щетка подлежит замене, если ее щетинки деформировались.
- В среднем срок службы зубной щетки не должен превышать 2-3 месяца.

Срок годности

Неограничен.

Условия хранения

Храните изделие в вертикальном положении рабочей частью вверх в сухом месте.

Упаковка

По 1 зубной щетке в упаковке.

Производитель

ДР. ТАЙСС НАТУРВАРЕН ГМБХ, Германия.