

Описание

Зубная щетка двустороннего использования для основательной очистки зубов и языка. Конусовидные мягкие щетинки, глубоко проникающие в межзубные промежутки, обеспечивают тщательную чистку зубов и массаж десен.

Эта щетка имеет специально обработанную щетину Tynex от DuPont и эргономичную ручку из нескользящего материала.

Особенность щетки – в Х-образной конфигурации щетины средней жесткости, которая обеспечивает качественное очищение поверхности зубов и межзубных пространств.

На обратной стороне головки щетки расположена специальная рельефная прорезиненная поверхность, которая позволяет удалять бактериальный налет с поверхности языка.

Щетка LACALUT DUO clean универсальна и предназначена для системного ухода за полостью рта.

Способ применения

2 раза в день, утром и вечером, с нанесением пасты на щетку, массировать зубную эмаль в течении 3-х минут.

- Небольшое количество зубной пасты нанести на зубную щетку.
- Чистить зубы круговыми движениями, одновременно аккуратно массируя десны.
- Полость рта ополоснуть небольшим количеством воды, задерживая ее на 20-30 секунд.
- После использования необходимо промыть щетку в теплой проточной воде.

Особенности применения

- Помните, что зубная щетка подлежит замене, если ее щетинки деформировались.
- В среднем срок службы зубной щетки не должен превышать 2-3 месяца.

Срок годности

Неограничен.

Условия хранения

Храните изделие в вертикальном положении рабочей частью вверх в сухом месте.

Упаковка

По 1 зубной щетке в упаковке.

Производитель

ДР. ТАЙСС НАТУРВАРЕН ГМБХ, Германия.