

Опис

Тест смужками OneTouch Ultra (Ван Тач Ультра) використовують для якісного виміру рівня цукру, без чого просто не обійтися хворим на діабет.

Багатошаровість структури тестової смужки гарантують високу точність аналізу.

Показання

Тест-смужки OneTouch Ultra призначені для використання з глюкометрами серії OneTouch Ultra (OneTouch Ultra і OneTouch UltraEasy) для кількісного виміру рівня глюкози в цільній крові.

Характеристики

1. Швидкий результат аналізу - 5 секунд.
2. Досить невеликий краплі крові (1 мікролітр).
3. Капілярна тест смужка сама втягує кров.
4. Контрольне поле на тест-смужці допомагає визначити, коли крові на смужці досить.
5. Тест-смужки тільки в одному коді «25».

Термін придатності

Не можна використовувати через 6 місяців після розтину тубуса.

Умови зберігання

Зберігайте флакон з тест-смужками в сухому прохолодному місці при температурі не вище 30 °С. Не залишайте прямого сонячного світла і тепла. Не зберігайте в холодильнику.

Зберігайте тест-смужки виключно в оригінальному футлярі, що не перекладайте їх в інший футляр або контейнер.

Упаковка

По 25 шт в тубусі, по 2 тубуса в упаковці.

Виробник

Лайфскан Юроп, Швейцарія.