

Опис

Виріб виготовлено з чистого силікону медичної якості. Устілка має дві різні зони щільності. Сині частини мають більш низьку щільність, що сприяє розвантаженню стопи в області п'яти і в області проекції головок плеснових кісток.

Показання до використання

- Поздовжня і поперечна плоскостопість;
- п'яткова шпора;
- натоптиші;
- для зниження больових відчуттів при ходьбі при цукровому діабеті;
- для корекції склепінь стоп з метою профілактики плоскостопості.

Рекомендації: застосовувати не більше 16 годин на добу, не носити устілки, якщо на стопі відкрита або кровоточива рана.

Термін експлуатації: 12 місяців.

Кількість в упаковці: 1 пара

Розмір взуття: S (35-36), M (37-38), L (39-40), XL (41-42), XXL (43-44)