

Показання до використання

- Після операцій черевної порожнини і черевної стінки, області нирок;
- Після пологів, кесарів перетину;
- Після травм черевної стінки і поперекових ділянок;
- Бандаж Алком 2023 рекомендований при ослаблених м'язах черевної порожнини і тазового дна.

Протипоказання

Індивідуальна підвищена чутливість до компонентів в складі виробу, місцеві захворювання шкіри.

Опис

Бандаж післяопераційний і післяпологовий еластичний (широкий) Алком 2023 має висоту 32 см. Така особливість конструкції виробу дає можливість швидко відновитися після хірургічних втручань в будь-яку область торсу, живота або попереку.

Бандаж ефективно розвантажує поперековий відділ завдяки 2-м гнучким ребрам жорсткості. Використання Алком 2023 є відмінною профілактикою опущення нирок і гриж черевної порожнини.

Дія:

- Еластично, але жорстко фіксує живіт і поясницю;
- Бандаж Алком 2023 ефективно розвантажує поперек і допомагає тримати спину рівно;
- Частково фіксує нижній грудний відділ хребта;
- Зменшує біль в області операційного шва, сприяє акуратному рубцюванню, не допускає появу післяопераційних гриж;
- Покращує тонус м'язів черевної стінки в післяпологовий період.

Переваги бандажа Алком 2023:

- Висота виробу 32 см дозволяє частково фіксувати нижній грудний відділ хребта;
- 2 гнучких пластикових ребра жорсткості забезпечують комфортну і анатомічно правильну підтримку попереку;
- Практична застібка на липучці «Velcro» - класичний елемент фіксації, один з кращих способів застібання подібних виробів;

- Бандаж Алком 2023 зручний в амбулаторному використанні і непомітний під одягом.

Розмір	1	2	3	4	5	6	7
Окружність талії, см	81-90	90-100	100-110	110-120	120-130	130-140	140-150