

Опис

Виріб виготовлено з гіпоалергенного гелю «ComfortGel», який є найкращим матеріалом для контакту зі шкірою.

Показання до застосування:

- подагра;
- корекція вальгусної деформації великого пальця стопи (Hallux valgus);
- бурсит першого плеснофалангового суглоба.

Рекомендації: кільце, поєднане з перегородкою, надягають на палець, розташовуючи подушечку на кісточці суглоба, а перегородку - між великим і другим пальцем. Не використовувати на відкритих ранах.

Термін експлуатації 6 місяців.

Кількість в упаковці: 1 пара.

Розмір взуття: S (до 34), M (35-38), L (39-46).