

Опис

Універсальні ланцети ТМ Gamma для проведення аналізу на рівень цукру в крові.

Мінімальний діаметр голки (0,3 мм.) В ланцетах Гамма забезпечує безпеку і безболісний прокол при вимірюванні рівня глюкози в крові.

Ланцети ТМ GAMMA виготовлені відповідно до міжнародних вимог до гігієни і стерильності, стерилізовані гамма-випромінюванням. Виключена можливість попадання інфекції в кров.

Стерильні одноразові ланцети Гамма можуть використовуватися з більшістю ланцетних пристроїв, в т.ч. ТМ Bionime і ТМ Gamma.

Ланцети дуже прості в застосуванні: вставте ланцет в ланцетний пристрій і відкрутіть захисний наконечник ланцета. Після використання ланцета помістіть голку в захисний наконечник і утилізуйте.

Увага! Ланцети призначені для одноразового використання. Кінчик ланцета стерильний. Не використовуйте, якщо захисний наконечник був знятий раніше.