

Опис

Електронний термометр ProMedica Stick

ProMedica – бренд швейцарської компанії Medhaus Schweiz (Медхауз Швайц). Компанія Medhaus Schweiz спеціалізується на розробці та виробництві професійного медичного обладнання для дослідження та контролю здоров'я.

Інноваційні технології Medhaus Schweiz (Медхауз Швайц) забезпечують продукцію ProMedica найвищими показниками точності, надійності, довговічності.

Швейцарська медтехніка ProMedica – вигідна інвестиція у Ваше здоров'я!

Електронний термометр ProMedica Stick – безпечний прилад для вимірювання температури тіла. Пластиковий корпус та атравматичний гнучкий наконечник – гарантія цілісності термометра навіть при його падінні. Точність вимірювання гарантовано технологічними рішеннями ProMedica та правильним використанням приладу.

Загальні характеристики

Характеристики термометра ProMedica Stick:

- Для вимірювання: аксілярно, орально, ректально;
- Великий LCD дисплей (2,2 x 1 см);
- Вимірювання температури можна виконувати в °C та °F;
- Вимірювання температури в діапазоні 32.0°C - 42.9°C
- Висока точність вимірів. Мінімальний крок температури – 0.1°C.
Температура відображається у звичному режимі (наприклад: 36.6°C);
- Пластиковий корпус гарантія цілісності термометра навіть при його падінні;
- Гнучкий атравматичний наконечник – абсолютно безпечний, виконаний з гіпоалергенного матеріалу;
- Час отримання первинних даних виміру: від 30 секунд. Зручно для швидкого результату вимірювання. Через 30 з термометром відобразить первинні дані температури. Для більш точного результату необхідно витримувати рекомендований в інструкції час;
- Звуковий сигнал сповістить Вас про те, швидкість зміни температури сповільнилася більш ніж на 0,1 °C. При аксілярному методі вимірювання, необхідно витримати рекомендований час (3-5 хв) для отримання точного результату.
- Пам'ять на останній вимір. Дані з'являться під час увімкнення приладу.

- Працює від батарейок, змінний елемент живлення дозволяє використовувати термометр протягом тривалого часу;
- Автоматичне відключення - збереже заряд елементів живлення, якщо Ви забули вимкнути термометр після використання;

Час виміру:

- 60 сек. (+/- 20 сек.) - орально, ректально
- 100 сек (+/- 20 сек.) аксілярно

Для отримання максимально точних результатів необхідно вимірювати температуру протягом 3-5 хвилин після звукового сигналу.

Гарантійний термін 3 роки.

Комплектація

У комплекті пластиковий футляр для зберігання.