

Склад

Виготовлена із м'якого дихаючого нетканого матеріалу.
Синтетичний клей.

Опис

Cosmopor E - самоклеящаяся пов'язка на рану з м'якого нетканого матеріалу зі спеціальною не приклеюється до рани вбирає подушечкою.

Має хорошу сорбційної здатністю і захисними властивостями.

Сприятлива для шкіри за рахунок гіпоалергенних властивостей синтетичного клею.

Стерильно, запечатано поштучно.

Розмір подушечки 4 x 2,5 см, розмір всієї пов'язки - 7,2 x 5 см. При підборі розміру пов'язки звертайте увагу, що розмір вбирає подушечки повинен бути більше розміру рани.

Показання

Для догляду за післяопераційними ранами, а також при незначних пошкодженнях шкіри (подряпини, розрізи).

Умови зберігання

Зберігати при температурі від 5 °С до 25 °С.

Упаковка

1 пов'язка в індивідуальній упаковці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

Paul Hartmann AG, Німеччина.