

Описание

Универсальные наборы пластырей с подушечкой на тканевой, полимерной, полиуретановой, нетканой основах широкого спектра использования. Форма выпуска стрип. Также может выпускаться в рулонах на полимерных или тканевых основаниях разного размера (Экономический).

Способ применения

Перед использованием вынуть пластырь из бумажного пакета и снять защитную пленку, после чего подложить подушечкой к ране, а края пластыря прижать к коже. Пластырь может оставаться на коже в течение суток.

Условия хранения

Хранить при температуре от 5 до 35°C.

Показания

Предназначен для фиксации поврежденных пальцев, при оказании первой помощи при мелких ранах, царапинах, порезах.

Предостережение

Гиперчувствительность к основанию пластыря, клеящего вещества.

Производитель

ООО «КАЛИНА МЕДИЦИНСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ», 04128, г. Киев, ул. Садовая, 16/19, Украина