

## **Склад**

100 г крапель містять 100 г нерозведеної изотонической стерильною морської води.

## **Опис**

«Хьюмер Монодоза» - засіб по догляду за порожниною носа. Має очищувальну і зволожувальну дію, сприяє розрідженню носового слизу, виводить її та робить дихання вільним.

## **Показання**

- щоденна гігієна порожнини носа;
- зволоження слизової оболонки носа в умовах сухого повітря;
- очищення слизової оболонки носа від пилу, алергенів;
- профілактика інфекції носової порожнини в осінньо-зимовий період;
- зменшення сухості слизової оболонки носа.

## **Протипоказання**

Підвищена чутливість до компонентів виробу медичного призначення.

## **Спосіб застосування та дози**

### Рекомендоване дозування:

- дітям у віці до одного року - по 1-2 краплі в кожную ніздрю 1-3 рази на добу;
- дітям у віці від одного до 7-ми років - по 1-2 краплі в кожную ніздрю 1-3 рази на добу;
- дітям у віці від 7-ми до 12-ти років і підліткам 13-16 років - по дві краплі в кожную ніздрю 2-4 рази на добу;
- дорослим - по 2-3 краплі в кожную ніздрю 3-6 разів на добу.

Перед використанням необхідно перевірити цілісність упаковки.

*Новонароджені:* покласти дитину на бік.

*Діти, дорослі:* сидячи або стоячи, голову нахилити набік.

По черзі в кожний носовий прохід вводять одноразової контейнер і обережно натискають.

Впорскування необхідно провести в ліве носовий отвір, нахиливши голову направо і навпаки - в праве носовий отвір, нахиливши голову вліво.

Процедуру найбільш ефективно проводити до їди.

Після процедури потрібно тримати голову прямо, щоб рідина могла вільно стікати з носа, витерти її гігієнічною серветкою.

Контейнер можна закрити зворотною стороною ковпачка, щоб використовувати пізніше.

Можна застосовувати в період вагітності та годування груддю.

### **Запобіжні заходи**

У рідкісних випадках можуть виникати алергічні реакції.

«Хьюмер Монодоза» не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці. Не можна застосовувати розчин з відкритого контейнера після закінчення цього терміну.

У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до Вашого лікаря.

### **Термін придатності**

3 роки.

### **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

### **Упаковка**

18 флаконів по 5 мл, в упаковці.

### **Виробник**

Лабороторіз УРГО, Франція.