

Описание

Тест полосками OneTouch Ultra (Ван Тач Ультра) используют для качественного измерения уровня сахара, без чего просто не обойтись больным диабетом. Многослойность структуры тестовой полоски гарантирует высочайшую точность анализа.

Показания

Тест-полоски OneTouch Ultra предназначены для использования с глюкометрами серии OneTouch Ultra (OneTouch Ultra и OneTouch UltraEasy) для количественного измерения уровня глюкозы в цельной крови.

Характеристики

1. Быстрый результат анализа – 5 секунд.
2. Достаточно небольшой капли крови (1 микролитр).
3. Капиллярная тест полоска сама втягивает кровь.
4. Контрольное поле на тест-полоске помогает определить, когда крови на полоске достаточно.
5. Тест-полоски только в одном коде «25».

Срок годности

Нельзя использовать через 6 месяцев после вскрытия тубуса.

Условия хранения

Храните флакон с тест-полосками в сухом прохладном месте при температуре не выше 30°C. Не допускайте воздействия прямого солнечного света и тепла. Не храните в холодильнике.

Храните тест-полоски исключительно в оригинальном футляре, не перекладывайте их в другой футляр или контейнер.

Упаковка

По 25 шт в тубусе, по 2 тубуса в упаковке.

Производитель

Лайфскан Юроп, Швейцария.