

Состав

150 г спрея содержат 150 г природной морской деминарализованной воды из Атлантического океана.

Рекомендации по применению

Маридоза Интенсив назальный гипертонический спрей с морской водой используется для улучшения проходимости носовых ходов и пазух. Натуральный гипертонический раствор морской воды, содержащийся в продукте, очищает носовую полость и пазухи и уменьшает отек слизистой носа и пазух, что приводит к улучшению проходимости носовых ходов и околоносовых пазух.

Гипертоническая морская вода, в отличие от изотонической морской воды, имеет концентрацию соли выше, чем в клетках человеческого тела, что позволяет естественным путем уменьшить отек слизистой носа и пазух. Гипертоническая морская вода рекомендуется при заложенности носа и насморка, вызванных инфекцией, синуситом или аллергией.

Способ применения

Гипертоническая морская вода – это раствор, в котором концентрация соли намного выше, чем в клетках человеческого тела, что позволяет естественным путем уменьшить отек слизистой носа и пазух. Гипертоническая морская вода рекомендуется при заложенности носа и синусов, вызванных инфекцией, синуситом или аллергией.

Дозировка

Дети в возрасте от 3 лет: по 1–2 впрыска в каждую ноздрю 2–3 раза в день.

Взрослые: по 1–3 впрыска в каждую ноздрю 2–3 раза в день.

После каждого использования промывайте аппликатор мылом и смывайте теплой водой.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к ингредиентам продукта. В случае заболеваний, проявляющихся сужением дыхательных путей (например, астма, бронхит и т.д.), перед применением Маридоза Интенсив спрей назальный гипертонический с

морской водой следует проконсультироваться с врачом.

У детей до 3 лет перед применением продукта следует проконсультироваться с врачом.

Особенности по применению

Маридоза Интенсив можно начинать применять с 3 лет.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре 15-25 °С.