

Загальні характеристики

Одноразові тест-смужки Bionime TM Rightest ELSA використовуються з глюкометрами Bionime TM Rightest GM550 и ELSA

- Мінімальна відстань, яку долає крапля крові від зони забору до зони реакції, виключає вплив зовнішніх факторів
- Завдяки своїй унікальній запантованій конструкції, тест-смужки Bionime TM Rightest є лідерами ринку України
- Точне вимірювання рівня цукру в крові в домашніх умовах
- Запатентована тест-смужка з електродами зі сплаву благородних металів забезпечує високу точність вимірювання
- Електрохімічний метод проведення аналізу на основі цільної капілярної крові
- Фермент в тест-смужці: глюкозооксидаза (GOD)
- Тест-смужку зручно тримати в руці, так як пластиковий корпус тест-смужки широкий і суцільнолитий
- Безпомилкове введення смужки в глюкометр
- Виключений контакт руки і глюкометра з кров'ю взятої для аналізу цукру
- Мінімальна проба крові: 0,75мкл
- Тест-смужка сама втягує кров
- Контрольне поле на тест-смужці допомагає визначити, коли крові на смужці досить
- Термін придатності тест-смужок Bionime TM Rightest вказано на упаковці
- Термін використання смужок після відкриття флакона - 12 місяців