

Состав

100 г капель содержат 100 г неразведенной изотонической стерильной морской воды.

Описание

«Хьюмер Монодоза» - средство по уходу за полостью носа. Обладает очищающим и увлажняющим действием, способствует разжижению носовой слизи, выводит ее и делает дыхание свободным.

Показания

- ежедневная гигиена полости носа;
- увлажнения слизистой оболочки носа в условиях сухого воздуха;
- очищение слизистой оболочки носа от пыли, аллергенов;
- профилактика инфекции носовой полости в осенне-зимний период;
- уменьшение сухости слизистой оболочки носа.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам изделия медицинского назначения.

Способ применения и дозы

Рекомендуемая дозировка:

- *детям в возрасте до одного года* - по 1-2 капли в каждый носовой ход 1-3 раза в сутки;
- *детям в возрасте от одного до 7-ми лет* - по 1-2 капли в каждый носовой ход 1-3 раза в сутки;
- *детям в возрасте от 7-ми до 12-ти лет и подросткам 13-16 лет* - по две капли в каждый носовой ход 2-4 раза в сутки;
- *взрослым* - по 2-3 капли в каждый носовой ход 3-6 раз в сутки.

Перед использованием необходимо проверить целостность упаковки.

Новорожденные: положить ребенка на бок.

Дети, взрослые: сидя или стоя, голову наклонить набок.

По очереди в каждый носовой проход вводят однократной контейнер и осторожно нажимают.

Впрыскивание необходимо провести в левое носовое отверстие, наклонив голову направо и наоборот - в правое носовое отверстие, наклонив голову влево.

Процедуру наиболее эффективно проводить до еды.

После процедуры нужно держать голову прямо, чтобы жидкость могла свободно стекать с носа, вытереть ее гигиенической салфеткой.

Контейнер можно закрыть обратной стороной колпачка, чтобы использовать позже.

Можно применять в период беременности и кормления грудью.

Меры предосторожности

В редких случаях могут возникать аллергические реакции.

«Хьюмер Монодоза» нельзя применять после окончания срока годности, указанного на упаковке. Нельзя применять раствор с открытого контейнера по истечении этого срока.

В случае появления любых нежелательных явлений необходимо обратиться к Вашему врачу.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

18 флаконов по 5 мл, в упаковке.

Производитель

Лабораториз УРГО, Франция.