

Склад

1 капсула (250 мг) містить активні інгредієнти:

інактивовані мікроорганізми в вигляді заморожених ліофілізованих форм – 5 мг, включає: *Propionibacterium acnes lysatum cryodessicatum* (CCM 7083) – 1,66 мг, *Klebsiella pneumoniae lysatum cryodessicatum* (CCM 7589) – 0,67 мг, *Pseudomonas aeruginosa lysatum cryodessicatum* CCM (7590) – 0,67 мг, *Enterococcus faecalis lysatum cryodessicatum* (CCM7591) -0,67 мг, *Escherichia coli lysatum cryodessicatum* (CCM 7593) – 0,67 мг, *Proteus mirabilis lysatum cryodessicatum* (CCM 7592) – 0,67 мг; допоміжні речовини: картопляний крохмаль, лактоза, діоксид кремнію. оболонка капсули: желатин, титану двоокис, вода очищена.

CCM – Catalog of Cultures of Microorganisms (Каталог Культур Мікроорганізмів).

Містить лактозу! Дієтична добавка.

Властивості

URIVAC® виробляється з використанням сучасних біотехнологій та методів очищення. Він містить комбінацію очищених лізатів (високоочищені інактивовані мікроорганізми) з шести оригінальних запатентованих виробником бактеріальних штамів типових збудників, що викликають урологічні запалення. Тим самим URIVAC® активує специфічну й неспецифічну, клітинну та гуморальну імунну відповідь до урологічних захворювань, збудниками яких є вищевказані мікроорганізми. Після рекомендованої дози імунна відповідь організму до відповідних збудників зберігається тривалий час.

У доклінічних і клінічних дослідженнях URIVAC® продемонстрував наступну дію:

- стимулює захисну активність макрофагів;
- збільшує кількість популяції Т-лімфоцитів (CD4);
- підвищує концентрацію секреторного IgA на поверхні слизових сечовивідних шляхів;
- стимулює утворення захисних адгезивних молекул.

Рекомендації щодо застосування

Вживати як додаткове джерело інактивованих мікроорганізмів, які викликають гострі та хронічні запальні захворювання сечовивідної системи, що сприяє підвищенню резистентності (опірності) організму до цих збудників.

Спосіб застосування

Дорослим та дітям з 7 років по 1 капсулі в день, натщесерце. Повний курс складає 3 курси по 10 днів, з перервами між ними по 20 днів.

Термін вживання

Подальше споживання та можливість повторного курсу узгоджується з лікарем. Продукт не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування!

Застереження

Гіперчутливість до активної речовини або будь-якої допоміжної речовини, що входять до складу препарату. У разі розвитку алергічних реакцій або ознак непереносимості продукту вживання слід негайно припинити. Щодо можливого використання вагітним та жінкам в період лактації необхідно попередньо проконсультуватись з лікарем. Не використовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці. Не перевищувати рекомендовану дозу.

Форма випуску

Капсули масою 250 мг, по 10 капсул в блістері, 3 блістери в картонній коробці.

Термін придатності

60 місяців.

Умови зберігання

Зберігати в сухому, темному та недоступному для дітей місці при температурі до 25°C.

Виробник

Біовета/Bioveta, a. s., Medical Department, Komenského 212, 683 23, Ivanovice na Hané, Czech Republic.